



biopharma technologies france

Biopharma Technologies France

ZA Grange Neuve,
26 route de Bourgoin,
38790 Diémoz
France

Ventes

Tel: +33 (0)7 87 86 05 91
antoine.babin@biopharmatech.fr

SAV

Tél : +33 (0)6 89 80 40 60
sdesperonnat@biopharmatech.fr

IQ et OQ

Qu'est-ce que l'IQ et l'OQ ?

L'Installation Qualification (IQ) et l'Opérationnel Qualification (OQ) certifiés par la FDA (Food and Drug Administration), sont des processus cruciaux de validation des équipements utilisés dans les industries pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et cliniques.

IQ (Installation Qualification) : Ce processus vérifie que les équipements sont installés correctement selon les spécifications du fabricant. Cela inclut la vérification de l'espace nécessaire, des conditions environnementales, et de l'intégrité de l'équipement.

OQ (Operational Qualification) : Ce processus teste les équipements pour s'assurer qu'ils fonctionnent conformément aux spécifications et aux exigences opérationnelles. L'OQ vérifie que tous les composants critiques de l'équipement opèrent correctement dans leurs plages de fonctionnement.

En quoi l'IQ OQ sont-ils importants ?

L'IQ et l'OQ sont des protocoles essentiels garantissant que les équipements installés produiront des résultats de haute qualité en conformité avec les normes et exigences strictes de qualité requises dans les industries réglementées. Ces protocoles minimisent ainsi les risques de non-conformité et d'erreurs de production.

Pourquoi les proposer ?

Conformité aux Normes : Nous assurons que chaque installation et opération de vos équipements respectent les normes réglementaires en vigueur.

Fiabilité et Sécurité : Nos protocoles réduisent les risques de défaillance, assurant une production stable et sécurisée.

Optimisation des Performances : En validant chaque aspect de l'installation et de l'opération, nous maximisons l'efficacité et la performance de vos équipements.

Documentation Complète : Nous fournissons une documentation détaillée pour chaque étape de l'IQ et de l'OQ, essentielle pour les audits et la traçabilité.

Support Technique Qualifié : Nos techniciens certifiés offrent un support technique expert, garantissant que vos équipements sont toujours opérationnels à leur meilleur niveau.

En choisissant Biopharma Technologies France, vous optez pour la qualité, la fiabilité et la conformité, vous assurant ainsi que vos besoins et exigences spécifiques sont pleinement respectés. Nos certifications et notre expertise en IQ et OQ sont un gage de notre engagement envers l'excellence et votre satisfaction.

Suite...

Le mot de notre Directeur SAV :

Chez Biopharma Technologies France, nous comprenons l'importance d'un environnement de laboratoire R&D sûr et efficace. Nos certifications IQ OQ témoignent de notre dévouement et engagement à fournir des services qui répondent aux exigences réglementaires les plus strictes.

La validation IQ vous assure que chaque appareil délivré est correctement installé, tandis que l'OQ confirme qu'il fonctionne de manière optimale et cohérente.

C'est pourquoi nous investissons continuellement dans la formation de nos techniciens et l'amélioration de nos processus pour vous offrir des solutions de validation de pointe. Votre satisfaction et la qualité de vos opérations sont notre priorité absolue.

Sébastien D'Espéronnat
Directeur SAV